



Legend Pro+

Dare to imagine



4-in-1-Plattform

Individuelle Ästhetiklösungen für Ergebnisse, die die Erwartungen Ihrer Patienten übertreffen.

Eine Behandlung mit sofortigen Ergebnissen,
langfristiger Wirksamkeit, minimalen Schmerzen und
Ausfallzeiten, die ganz ohne Anästhesie auskommt ...

Das klingt zu schön, um wahr zu sein?

Legend Pro+™ kann all das und noch viel mehr.

Die Plattform mit der Leistungsfähigkeit von vier Technologien

Legend Pro+™ bietet Ihnen nahezu unendlich viele Optionen, um individuelle Behandlungsprotokolle für Gesicht und Körper zu erstellen. Dynamische Muskelgewebeaktivierung, Straffung oder Resurfacing der Haut – Erfüllen Sie die besonderen Bedürfnisse und Wünsche jedes Patienten.

Mit **Legend M²™**, der Kombinationsbehandlung für das Gesicht, und Legend für den Körper, einer Kombination aus Elektrostimulation des Muskelgewebes und Hautstraffung, erzielen Sie optimale Ergebnisse und eine hohe Patientenzufriedenheit.

- 4 Technologien in 1 Plattform
- Behandlung der Haut von innen heraus
- Minimale Schmerzen und Ausfallzeiten
- Sofort sichtbare Ergebnisse
- Klinisch erprobtes kombiniertes Behandlungsprotokoll



Erfüllen Sie die Wünsche Ihrer Patienten mit sicheren Behandlungen, die für langfristige Patientenzufriedenheit sorgen

Jeder Mensch ist ein individueller, in sich abgeschlossener Kosmos, einzigartig und unverwechselbar.

Legend Pro+™ lässt die schönsten Seiten Ihrer Patienten neu erstrahlen, damit sie ihre Individualität voll auskosten können.

Die Plattform Legend Pro+™ bietet ein umfassendes Tool-Kit, um maßgeschneiderte Behandlungsprotokolle für ein breites Spektrum an Hauttypen und Indikationen zu erstellen.

Mit **Legend M²™** erreichen Sie oberflächliche und tiefe Hautschichten, sodass Ihnen ein breites Spektrum an Lösungen zur Verfügung steht, vom Resurfacing über die Regeneration und Hauterneuerung bis hin zur Faltenreduzierung. Dank der Kombination aus Elektrostimulation des Muskelgewebes und TriPollar® HF wird die Haut von innen heraus gestrafft und behandelt.

Kundenstimmen

„TriPollar® HF und Hybrid Energy™ ermöglichen die Erstellung individueller Behandlungsprotokolle, mit denen ich für meine Patienten optimale Ergebnisse erzielen kann. Meine Patienten und ich sind sehr zufrieden; die Behandlung ist für den Patienten nahezu schmerzfrei, sodass eine Betäubung entfallen kann und die Behandlungszeit deutlich verkürzt wird. Mit diesen einzigartigen Technologien kann ich eine Vielzahl von Indikationen behandeln und exzellente Ergebnisse erzielen.“

Matteo Tretti Clementoni, MD – Laserplast Sagli, Mailand, Italien

„Behandlungen mit der Hybrid Energy™-Technologie führen zu einem relativ ausgeprägten Remodelling der dermalen Strukturen, gehen jedoch mit einem minimierten Risiko für unerwünschte, sichtbare Veränderungen der Epidermis einher. Daher eignet sich dieser Behandlungsmodus auch hervorragend für sensible und empfindliche Hauttypen, die zu Pigmentveränderungen neigen.“

Michael H. Gold, M.D., Nashville, Tennessee, USA

„Die Kombination aus HF-Energie und DMA zeigt gegenüber der Monotherapie mit HF eine verbesserte Wirksamkeit mit optimierten Ergebnissen bei Cellulite und bei der Haut- und Körperstraffung.“

Wanithakdeedecha R. Treatment of abdominal cellulite and circumference reduction with radiofrequency and dynamic muscle activation. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, April 2015

Seeing is Believing – Lassen Sie sich überzeugen

Lumenis Archivbilder



TRIPOLLAR



DMA



Vorher

Nach 5 Behandlungen

Mit freundlicher Genehmigung von Alex Levenberg, MD



HYBRID ENERGY



Vorher

Nach 3 Behandlungen

Mit freundlicher Genehmigung von Matteo Tretti Clementoni, MD



HYBRID ENERGY



Vorher

Nach 4 Behandlungen


Legend Pro+™ stimuliert und fördert die natürlichen physiologischen Heilungsprozesse und lässt die schönsten Seiten Ihrer Patienten neu erstrahlen.

Vom Resurfacing der oberen Hautschichten über die stimulierte Regeneration der Kollagen- und Elastinfasern in der tieferen Dermis bis hin zur Straffung und Festigung der Gewebeschicht des SMAS und der Muskelgruppen in den behandelten Bereichen bietet die Plattform Legend Pro+™ ein umfassendes Tool-Kit mit nichtinvasiven und minimalinvasiven Technologien für maßgeschneiderte Behandlungen und auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten zugeschnittene Ergebnisse.




TriPollar®

Stimuliert die Regeneration der Kollagen- und Elastinfasern mittels HF-Energie, die sicher, effektiv und fokussiert in die tiefe Dermis geleitet wird, um eine kontrollierte Gewebeerwärmung zu induzieren.



DMA™

Dynamische Muskelgewebeaktivierung
Das über die Haut geführte DMA™-Handstück **strafft und festigt die Gewebeschicht des SMAS** mittels nichtinvasiver Elektrostimulation und erzielt durch die einhergehende Straffung und Formung der Muskelgruppen im Behandlungsbereich einen Lifting-Effekt.




Hybrid Energy™

Aktiviert die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers mittels thermischer HF-Ablation mit ultradünnen Mikro-Elektroden. Über die entstehenden Mikrokanäle werden mit galvanischem Strom kontrollierte Mikroverletzungen induziert, **die den natürlichen Regenerationsprozess der Haut aktivieren.**


Smart Tip-Design

Das einzigartige Smart Tip-Design sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der zwischen den ultradünnen Elektroden und der Oberfläche der Einweg-Behandlungsspitze fließenden HF-Energie und **reduziert das Risiko für Energiebögen und unerwünschte Nebenwirkungen.**



TriFractional™

Durch punktuelle HF-Ablation mit kontrollierter volumetrischer Erwärmung werden die Prozesse der natürlichen Wundheilung aktiviert, die das **Resurfacing und die Regeneration der Haut** stimulieren. Die Ergebnisse sind ein verbesserter Hauttonus und ein feineres Hautbild.



Perfekte Ergebnisse für Patienten und Ärzte

Legend Pro+™ zeichnet sich durch einzigartige Designmerkmale aus, die speziell entwickelt wurden, um die Sicherheit und den Behandlungskomfort für Patienten und Ärzte zu erhöhen.

Der Fluss der HF-Energie zwischen den ultradünnen Elektroden und der Oberfläche der Behandlungsspitze **gewährleistet maximierte Behandlungssicherheit.**


Die millisekundengenaue Temperaturanzeige in Echtzeit sorgt für vorhersagbare klinische Ergebnisse dank **durchgängig optimal kontrollierter Temperatur.**

Einweg-Behandlungsspitzen in diversen Konfigurationen in unterschiedlicher Länge und Dichte **bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, um den gewünschten klinischen Effekt zu erzielen.**

Zwei in einem Handstück integrierte Technologien zur simultanen Stimulation der **Haut- und Muskelgewebe** für verbesserte Behandlungsergebnisse.

Über den Biofeedback-Schalter kann der Patient **jederzeit kommunizieren, wie es ihm während der Behandlung geht.**

Das ergonomische Design des Behandlungskopfes **passt sich an die Konturen des Patienten an** und ermöglicht dem **Arzt eine komfortable Behandlung.**



Wirksamkeit und Sicherheit der urheberrechtlich geschützten Technologien der **Legend Pro+™** Plattform sind durch klinische Studien und Marktbeobachtungen wissenschaftlich belegt.

✓ **Legend M²™** Kombinationstherapie – klinisch bewährt und getestet

Die **Legend M²™**-Behandlung setzt die Fibroblasten zwei Triggern aus, einem minimalinvasiven und einem nichtinvasiven Trigger. Dieser duale Mechanismus führt zu einem Synergieeffekt.

Legend M²™ ist eine einzigartige Kombination zweier Technologien, die die Wünsche Ihrer Patienten wahr macht: volumetrische **Makro**-Gewebeerwärmung mit TriPollar® HF und präzise punktuelle **Mikro**-Erwärmung mit ultradünnen HE-A HF-Elektroden.

Mit freundlicher Genehmigung von Mark Rubin, M.D



Vorher

Nach 3 Behandlungen

In der klinischen Praxis validierte Behandlung mit **Legend M²™**, entnommen aus „VoluDerm™* RF assisted ultra-thin electrodes Technology for Treating Skin Laxity and Wrinkles-Initial Clinical Experience“, Steven D. Shapiro.

Jacobs Journal of Experimental Dermatology, Januar 2015

* Hybrid Energy Program A



TRIPOLLAR HYBRID ENERGY


✓ Kombinierte TriPollar® HF-/DMA™-Technologie

Die **Legend Pro+™** Kombinationsbehandlung bietet einen neuen Ansatz zur Formung und Straffung der Haut- und Muskelgewebe von innen heraus.

Die volumetrische Geweerwärmung mit **TriPollar® HF** stimuliert die Neokollagenese und bewirkt eine Straffung der Haut, die anschließende **Elektrostimulation des Muskelgewebes mit DMA™** strafft die Gewebeschicht des SMAS und führt so zu einem Lifting-Effekt.

In anderen Bereichen als dem Gesicht bewirkt die volumetrische Erwärmung mit **TriPollar® HF in Kombination mit DMA™** die Straffung der Haut und eine Straffung und Formung der Muskelgruppen in dem behandelten Bereich.

Lumenis Archivbilder



Vorher

Nach 6 Behandlungen

Vorher

Nach 6 Behandlungen



TRIPOLLAR DMA

Ihre Reise mit Lumenis hat gerade erst begonnen.

Wir möchten, dass Ihr Geschäft mit Lumenis wächst. Deshalb haben wir für Sie ein Support-Paket geschnürt, das Sie auf Ihrer Reise begleitet: vom ersten Gespräch über die ersten Geschäftserfolge und darüber hinaus. Wir sorgen dafür, dass Sie alle erforderlichen Schulungen und die neuesten klinischen Daten und Materialien erhalten. Unsere Consumer Marketing-Aktionen zielen auf direkte Interaktion der Konsumenten mit der Marke Lumenis, damit Legend Pro+™ weltweit die Behandlung der Wahl bleibt, wenn es um Faltenreduktion, Haut-Resurfacing und die Straffung von Haut- und Muskelgewebe geht.



Lumenis Praxisfinder

Tausende Patienten suchen jeden Monat nach Behandlungsanbietern. Registrieren Sie sich im Lumenis Praxisfinder, damit Ihre Praxis gefunden wird. Wir werben für dieses Verzeichnis mit Kampagnen über Influencer in den sozialen Medien und mit viralen Videos.



Lumenis Online

Potenzielle Patienten haben zahlreiche Fragen zu ästhetischen Therapien. Unsere Patienten-Webseiten beantworten die wichtigsten Fragen und vermitteln die nötige Sicherheit und das Vertrauen, sich für eine Behandlung zu entscheiden und den nächsten Schritt zu tun.



Mitarbeiterschulungen

Wir installieren das System und schulen Ihre Mitarbeiter, damit Sie Hauttypen und -erkrankungen beurteilen und für jeden Patienten den perfekten individuellen Behandlungsplan erstellen können. Selbstverständlich werden alle Beratungen und Behandlungen im Rahmen unserer klinischen Expertentrainings vertraulich behandelt.



Ihre wertvollste Ressource

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist nur eine E-Mail, eine Textnachricht oder einen Anruf entfernt. Wir möchten, dass Sie sich als ein Mitglied der Lumenis Familie fühlen und wissen, dass Sie sich mit allen Fragen jederzeit an uns wenden können. Wir sind bestrebt, jede Anfrage innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.



Brand Your Clinic

Als Lumenis Kunde haben Sie Zugang zum Lumenis Ärzteportal. Hier finden Sie verschiedenste Marketingmaterialien wie Broschüren und Poster und können auf umfangreiche klinische Daten und Produktinformationen zugreifen.



Umfassend ausgebautes Service-Netzwerk

Unser Versprechen: Wir bieten einen erstklassigen und umfassenden Reparatur- und Wartungsservice für Medizingeräte. Mit Lumenis genießen Sie das sichere Gefühl, sich voll und ganz auf die Versorgung Ihrer Patienten konzentrieren zu können. Alles andere übernehmen wir.

Spezifikationen

Legend Pro+™

Parameter	Wert/Bezeichnung
Eingangsspannung	100 – 240 V~, 50/60 Hz, max 2,2 A
Betriebsmodus	Hybrid Energy™, TriFractional™, TriPollar®, DMA™
Voreingestellte Behandlungsparameter	Ja
Maximale HF-Ausgangsleistung	50 Watt @ 200 Ohm
Maximale Ausgangsspannung	100±10 V (Effektivwert)
HF-Ausgangsfrequenz	1 MHz
Plattformspezifikationen	
Gewicht	~30 kg
Abmessungen	L 45 x B 45 x H 110 cm

TriPollar® und DMA™-Handstücke

TriPollar®	Anzahl der Elektroden	Temperatursensor
Handstück 1	6	integriert
Handstück 2	3	integriert
Handstück 3	3	extern

Hybrid Energy™-Handstück

Hybrid Energy™-Spitzen	Array ultradünner Elektroden	Länge	Pulszahl
Gen36	6x6	0,6 mm	Bis zu 800
Gen12	6x2	0,6 mm	Bis zu 800
Gen100	10x10	0,6 mm	Bis zu 800
Gen36L	6x6	1,0 mm	Bis zu 800
TriFractional™-Spitzen	Stiftarray	Elektrodenlänge	Pulszahl
H7X7	7x7	0,2 mm	Bis zu 800

Warnungen und Risiken:

Die Behandlung mit Legend Pro+™ ist kontraindiziert bei Patienten mit implantiertem Herzschrittmacher, Defibrillator oder anderen implantierbaren elektronischen Geräten oder Metallimplantaten im Behandlungsbereich. Die unsachgemäße Anwendung des Systems kann potenzielle Nebenwirkungen verursachen. Diese Nebenwirkungen sind selten und in der Regel vorübergehend; sie können zum Zeitpunkt der Behandlung oder auch kurz nach der Behandlung auftreten. Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören: länger andauernde oder ausgeprägte Schmerzen, Schädigung der natürlichen Hautstruktur (Bläschen, Verbrennung), starke Hautrötung (Erythem), starke Schwellung (Ödem), empfindliche/brüchige Haut oder Hämatom, starker Juckreiz, Pigmentveränderungen (Hyper- oder Hypopigmentation) Narbenbildung, vorübergehender Ausbruch einer Akne oder Entwicklung von Pickeln. Eine vollständige Liste der Kontraindikationen entnehmen Sie bitte dem Anwenderhandbuch.

Über Lumenis®

Lumenis ist ein weltweit führender Anbieter von minimalinvasiven klinischen Lösungen für die Chirurgie, Ophthalmologie und Ästhetik. Das Know-how des Unternehmens in den Bereichen Entwicklung und Vermarktung von energiebasierten Technologien wie Laser, IPL (Intense Pulsed Light) und HF (Hochfrequenz) ist weltweit anerkannt.

Seit mehr als 50 Jahren definieren die bahnbrechenden Produkte von Lumenis ein wachsendes Spektrum medizinischer Behandlungen neu und haben unzählige technologische und klinische Standards gesetzt.

© 2018 Alle Rechte vorbehalten. Lumenis Unternehmensgruppe. Lumenis, das Lumenis-Logo, Legend Pro+, Hybrid Energy, DMA, TriPollar and TriFractional sind Marken oder eingetragene Marken von The Lumenis Group of Companies. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Hybrid Energy, DMA, TriPollar and TriFractional sind urheberrechtlich geschützte Technologien von The Lumenis Group of Companies.

Pollogen Ltd.,

6 Kaufman St.,
P.O.Box #50320
Tel Aviv 6801298, Israel

Lumenis LTD

Yokneam Industrial Park
Hakidma Street 6,
P.O.B. # 240
Yokneam 2069204, ISRAEL
Tel.: +972 4 959 9000

EMEA

Dreieich-Dreieichenhain, Deutschland
Tel.: +49 6103 8335 0
Fax: +49 6103 8335 300

Rom, Italien
Tel.: +39 06 90 75 230
Fax: +39 06 90 75 269

Hertfordshire, UK
Tel.: +44 20 8736 4110
Fax: +44 20 8736 4119

JAPAN

Tokio, Japan
Tel.: +81 3 6743 8300
Fax: +81 3 6743 8301

ASIEN-PAZIFIK-RAUM

Peking, China
Tel.: +86 10 5737 6677
Fax: +86 10 5737 6767

Gurgaon, Indien
Tel.: +91 124 421 07 95

Kowloon, Hongkong
Tel.: +852 217 428 00
Fax: +852 272 251 51

© Lumenis Ltd. 2018