



NuEra Tight

Speaks your body language

Willkommen in einer neuen Ära der individuellen Körperbehandlungen

Kein Patient gleicht dem anderen

Darum kann es keine Universallösungen geben.

Jetzt können Sie endlich alle Einschränkungen hinter sich lassen

Mit unserer bahnbrechenden Komplettlösung für Fettreduktion, Hautstraffung, Cellulite-Reduktion und Faltenminderung erreicht Body-Sculpting eine völlig neue Dimension.

Entdecken Sie beispiellose Individualisierung auf höchstem Niveau

NuEra® Tight mit FocalRF™-Technologie arbeitet mit multiplen RF-Frequenzen mit unterschiedlichen Eindringtiefen, sodass in nur einer Sitzung mehrere klinische Indikationen, Hautzustände und Körperzonen behandelt werden können.

Für Behandlungen, die ebenso individuell und einzigartig sind wie Ihre Patienten



Body-Sculpting

erreicht eine neue Dimension

Immer mehr Patienten möchten ihre Problemzonen bequem und ohne Downtime verschönern lassen. Daher erfreuen sich Radiofrequenz(RF)-Behandlungen seit Jahren wachsender Beliebtheit. NuEra Tight mit FocalRF-Technologie arbeitet mit 5 Frequenzen mit unterschiedlichen Eindringtiefen, um Energie für eine lokale Wärmeentwicklung in spezifischen Haut- und Gewebeschichten freizusetzen und um Fettreduktion, Hautstraffung, Cellulite-Reduktion und Faltenminderung zu erreichen.

Fettreduktion

Die FocalRF-Technologie ermöglicht individualisiertes Body-Contouring auf höchstem Niveau und bringt subkutane Fettansammlungen in allen Körperbereichen einfach und effektiv zum Verschwinden. Wählen Sie 2 MHz, um hartnäckige oberflächliche Fettzellen zu entfernen, oder 470 kHz für eine tiefere Wärmeentwicklung.

Vorher



Nachher



Mit freundlicher Genehmigung von Jeffrey Caruth, M.D.

Hautstraffung

NuEra Tight erhöht und reguliert die Temperatur im Hautgewebe automatisch auf das erforderliche Niveau, um die Kollagenbildung zu stimulieren, die Haut zu straffen und Falten zu mindern. Großflächige Bereiche am Körper oder kleinere Bereiche im Gesicht, die FocalRF-Technologie stellt die jeweils optimale Wirtiefe sicher und gewährt eine sichere und effektive Behandlung.

Vorher



Nachher



Mit freundlicher Genehmigung von Luigi Rizzi, M.D.

Cellulite-Reduktion

NuEra Tight mit FocalRF™-Technologie arbeitet mit mehreren RF-Frequenzen, zwei Behandlungsmodi und einer effektiven mechanischen Massagetechnik für die Bindegewebsstimulation, um Cellulite zu bekämpfen und unschöne Dellen zu reduzieren.

Vorher



Nachher



Mit freundlicher Genehmigung von Clark Schierle, M.D., Ph.D. FACS

Faltenminderung

Mittels hoher Frequenzen und präziser Temperaturregelung stimuliert NuEra Tight die Fibroblastenaktivität, verbessert die Durchblutung und bewirkt einen sofortigen Glättungseffekt, der sich weiter verstärkt, während die natürlichen Heilungsmechanismen die körpereigene Kollagenproduktion anregen.

Vorher



Nachher



Mit freundlicher Genehmigung von Gerhard Sattler M.D.


FocalRF-Technologie

Kontrollierte Wirktiefe

Erleben Sie mit der FocalRF- Technologie ein neues Kontrollniveau

Nutzen Sie multiple RF-Frequenzen, um unterschiedliche Wirtiefen zu erreichen, die die verschiedenen Indikationen und die nach Körperregion und Patient variierenden Gewebedicken berücksichtigen.

Wählen Sie Ihre Frequenz



Kontrollierte Eindringtiefe

Behandlung verschiedenster Hautzustände

Kontrollierte Ergebnisse

Verbesserte Kontrolle über die klinischen
Behandlungsergebnisse

Kontrollierte Sicherheit

Kontrolliertes Erreichen der optimalen Wirtiefe



Hochmoderne Technologie für die ästhetischen Bedürfnisse der Patienten von heute

Das anwenderfreundliche NuEra Tight von Lumenis bietet hochmoderne Funktionen und eine intuitive grafische Benutzeroberfläche. Die geeigneten Behandlungsparameter sind nur einen Tastendruck entfernt.



NuLogic

Erweitertes Protokoll für Experten

Einzigartiges Behandlungsprotokoll

Automatisierte Anwendung von mehreren Behandlungsprotokollen für verschiedene Indikationen und Hautschichten in einer Behandlungssitzung.

Individualisierung auf einem neuen Niveau

Wählen Sie multiple Werte für die Parameter Frequenz, Temperatur, Zeit und Elektrodengröße.

Automatische Zubehör-Erkennung

Elektroden in diversen Größen

Acht isolierte CCET (Coated Capacitive Energy Transfer)-Elektroden für Behandlungen von Kopf bis Fuß, verbesserten Komfort und eine gleichmäßige Energieverteilung.

Handstücke

Drei ergonomische, leichte Handstücke: Körper, Gesicht und bipolar.



NuAPIC

Patientenindividuelle auto- matische Temperaturregelung

Sorgt durchgängig für eine Temperatur im therapeutisch optimalen Bereich. Anpassung der Leistung an die individuellen Bedürfnisse des Patienten.



Steigern Sie Ihren Umsatz mit NuEra Tight

Die Nachfrage ist da, der Bedarf eindeutig. Patienten wünschen schnelle und komfortable Behandlungen mit lang anhaltenden und natürlich aussehenden Ergebnissen. Mit NuEra Tight können Sie die Bedürfnisse Ihrer Patienten erfüllen und ihre Erwartungen sogar übertreffen. Ob als Standalone-Lösung für Fettreduktion, Hautstraffung, Cellulite-Reduktion und Faltenminderung oder in Kombination mit anderen Modalitäten: Mit NuEra Tight stärken Sie Ihre Marktposition. Und das ist noch nicht alles: NuEra Tight kommt ganz ohne teure Verbrauchsmaterialien aus, sodass Sie einen schnellen Return on Investment erreichen werden.



Kundenstimmen

„RF-Behandlungen gehören heute zu den am häufigsten nachgefragten ästhetischen Behandlungsoptionen. NuEra Tight mit FocalRF-Technologie ermöglicht ein Höchstmaß an Individualisierung und bietet eine breite Auswahl an Frequenzen und Handstücken für schnelle, komfortable und nichtinvasive Behandlungen. Meine Patienten erreichen das von ihnen gewünschte schönere Aussehen, während die patientenindividuelle Temperaturregelung NuAPIC die Sicherheit und Wirksamkeit gewährleistet. Die Behandlung ermöglicht ein schmerzloses und dennoch effektives Body-Contouring und ist eine bahnbrechende Lösung für meine Patienten.“

Macrene Alexiades-Armenakas, M.D., Ph.D., FAAD, Dermatologin, Laserchirurgin und Dermatologie-Forscherin, New York.

Ihre Reise mit NuEra Tight hat gerade erst begonnen.

Wir möchten, dass Ihr Geschäft mit Lumenis wächst. Deshalb haben wir für Sie ein Support-Paket geschnürt, das Sie auf Ihrer Reise begleitet: vom ersten Gespräch über die ersten Geschäftserfolge und darüber hinaus. Wir sorgen dafür, dass Sie alle erforderlichen Schulungen und die neuesten klinischen Daten und Materialien erhalten.

Unsere Consumer Marketing-Aktionen zielen auf direkte Interaktion der Konsumenten mit der Marke Lumenis. Damit NuEra Tight mit FocalRF™ -Technologie weltweit die Lösung der Wahl ist und bleibt.



Lumenis Praxisfinder

Tausende Patienten suchen jeden Monat nach Behandlungsanbietern. Registrieren Sie sich im Lumenis Praxisfinder, damit Ihre Praxis gefunden wird. Wir werben für dieses Verzeichnis mit Kampagnen über Influencer in den sozialen Medien und mit viralen Videos.



Lumenis Online

Potenzielle Patienten haben stets zahlreiche Fragen zu ästhetischen Therapien. Unsere Patienten-Websites beantworten die wichtigsten Fragen und vermitteln die nötige Sicherheit und das Vertrauen, sich für eine Behandlung zu entscheiden und den nächsten Schritt zu tun.



Mitarbeiterschulungen

Wir installieren das System und schulen Ihre Mitarbeiter, damit Sie und Ihr Team in der Lage sind, Hauttypen und Hautzustände/-erkrankungen zu beurteilen und für jeden Patienten den perfekten individuellen Behandlungsplan zu erstellen. Selbstverständlich werden alle Beratungen und Behandlungen im Rahmen unserer klinischen Expertentrainings vertraulich behandelt.



Ihre wertvollste Ressource

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist nur eine E-Mail, eine Textnachricht oder einen Anruf entfernt. Wir möchten, dass Sie sich als ein Mitglied der Lumenis Familie fühlen und wissen, dass Sie sich jederzeit mit allen Fragen an uns wenden können. Wir geben unser Bestes, Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.



Brand Your Clinic

Als ein Lumenis Kunde haben Sie Zugang zum Lumenis Ärzteportal. Hier finden Sie verschiedenste Marketingmaterialien wie Broschüren und Poster und können auf umfangreiche klinische Daten und Produktinformationen zugreifen.



Umfassend ausgebautes Service-Netzwerk

Unser Versprechen: Wir bieten einen erstklassigen und umfassenden Reparatur- und Wartungsservice für Medizingeräte. Der Lumenis Service gibt Ihnen ein sicheres Gefühl. So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Patienten konzentrieren und müssen sich um nichts anderes kümmern.

Spezifikationen

FocalRF-Frequenz der RF-Strahlung (± 1 %)	470 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 6 MHz
Ausgangsleistung (± 10 %)	250 W
LCD-Touchscreen	15 Zoll
Kopplung	kapazitiv
Betriebsmodi	Automatische Voreinstellungen, NuLogic u. manuelle Parametereinstellungen
Temperaturregelung	NuAPIC
Temperaturbereich	35 °C bis 45 °C ± 1 °C
Timer	Max. 90 Min.
Netzanschluss	100 – 240 V~; 50/60 Hz; 350 W
Abmessungen	127 x 55 x 60 cm (H x B x T)
Gewicht	40 kg
Sicherheitsklasse	Gerät der Schutzklasse I – Typ BF
Handstücke	Gesicht und Körper, bipolar
Gegenelektroden	Einweg-Elektroden-Pad
Isolierte CCET-Elektroden	\varnothing 20 mm, \varnothing 30 mm, \varnothing 40 mm, \varnothing 60 mm, \varnothing 70 mm, \varnothing 80 mm, \varnothing 100 mm, \varnothing 40 mm (mit Massagekopf)

NuEra Tight ist indiziert für Behandlungen bei:

- ödematös-fibrös-sklerotischer Dermopanniculosis
- Hautatrophie und Elastose
- Mikrozirkulationsstörungen und venöser Insuffizienz
- Hyperplasie und Hypertrophie der Adipozyten

Warnungen und Risiken: NuEra Tight sollte nicht angewendet werden bei Schwangerschaft, Infektion oder Krankheit oder bei wärmeempfindlichen Personen. Schnittverletzungen, Wunden, Piercings und Tätowierungen sind zu meiden. Mit injizierbaren Fillern und Toxinen behandelte Zonen erst einen Monat nach der Injektionsbehandlung behandeln. Patienten mit einem Metallimplantat oder einem implantierten Medizinprodukt (z. B. Herzschrittmacher) müssen zuvor einen entsprechend qualifizierten Arzt konsultieren. Im Fall der Behandlung muss die Gegenelektrode im größtmöglichen Abstand zum Implantat platziert werden. Vor oder während der Behandlung dürfen keine lokalen oder systemischen (oralen) Anästhetika angewendet werden, da der Behandler die regelmäßigen Rückmeldungen des Patienten benötigt, um sicherzustellen, dass der Patient die Behandlung weiter als angenehm empfindet. Den Patienten isoliert auf den Behandlungstisch und isoliert von allen Metallteilen lagern, direkter Kontakt mit Metallteilen ist unbedingt zu vermeiden. Der Patient sollte vor der Behandlung vollumfänglich beraten und aufgeklärt werden. Eine vollständige Liste der Kontraindikationen und Risiken entnehmen Sie bitte dem NuEra Tight Anwenderhandbuch.

 **Bios S.r.l.**
Via Guido Rossa
10/12 - 20090
Vimodrone (MI), Italien
Tel.: +39 02 27304275
Fax: +39 02 27304276
info@biosgroup.eu
www.biosgroup.eu

**NORD- UND
LATEINAMERIKA**
San Jose, CA, USA
Tel.: +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
Fax: +1 408 764 3999

AUSTRALIEN
Chatswood, NSW,
Australien
Tel.: +61 2 8459 9678

ASIEN-PAZIFIK-RAUM
Peking, China
Tel.: +86 10 5737 6677
Fax: +86 10 5737 6767
Gurgaon, Indien
Tel.: +91 124 422 07 95
Kowloon, Hongkong
Tel.: +852 217 428 00
Fax: +852 272 251 51

EMEA
Dreieich-Dreieichenhain,
Deutschland
Tel.: +49 6103 8335 0
Fax: +49 6103 8335 300
Rom, Italien
Tel.: +39 06 90 75 230
Fax: +39 06 90 75 269

Hertfordshire, GB
Tel.: +44 20 8736 4110
Fax: +44 20 8736 4119

© LUMENIS LTD 2020

 1936 Verschreibungspflichtig

 **Lumenis®**
Energy to Healthcare



LUMENIS.COM/NUERA-TIGHT

PB-00018880 Rev A